

DUO TENS



Il prodotto ideale per trattare mal di schiena e cervicali

20 Programmi

4 Fitness, Beauty, Wellness – 16 Dolore –Tens

Globus presenta il nuovo elettrostimolatore Duo Tens, completamente rinnovato nel design e nelle prestazioni.

NEW! **PROGRAMMABILE:** Duo Tens dispone di 6 memorie libere dove potete inserire i parametri che preferite e creare i vostri programmi personalizzati.

SYNCROSTIM: agendo su un unico tasto è possibile aumentare l'intensità dei 4 canali simultaneamente

DOLORE: Elimina il dolore con gli straordinari impulsi delle correnti TENS che, stimolando dolcemente il tuo corpo, ti fanno ritrovare salute, benessere ed un rinnovato piacere di vivere.

FITNESS, BEAUTY & WELLNESS: la bellezza del corpo è l'espressione di uno stato di benessere e di equilibrio di forme che dobbiamo valorizzare e difendere dagli attacchi del tempo e della vita sedentaria. Con Duo Tens possiamo prenderci cura del nostro corpo, difendendo la vitalità e la bellezza con i principali programmi per la vostra forma fisica.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali: 2 CANALI indipendenti
Frequenza: 0 – 150 Hz
Potenza: 100 mA p.p. per canale
Ampiezza d'impulso: 50 – 400 μ s
Forma d'onda: Onda quadra, bifasica, simmetrica e compensata
Alimentazione: a batterie ricaricabili
Display retroilluminato
Dispositivo in Classe II A
Conforme alla direttiva 93/42/CEE
2007/47/CEE

DOTAZIONE

1 Borsa
1 Stimolatore GLOBUS Duo Tens
2 Cavi per collegamento agli elettrodi
4 Elettrodi autoadesivi quadrati
4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
1 Caricabatterie
1 Manuale operativo

DUO TENS

Elenco programmi

Sport

Decontratturante A. I.
Forza max addominali
Defaticamento

Fitness, Beauty & Wellness

Modellamento fascia addominale

Tens & dolore

Tens antalgico convenzionale
Tens endorfinico
Tendinite cuffia rotatori
Dolore muscolare
Osteoartrite ginocchio
Dolore post intervento
Lesione muscolare
Cervicali
Dolore al Trapezio
Sciatalgia
Lombalgia
Epicondilite
Periartrite scapolo omerale (spalla)
Tunnel carpale
Osteoartrite
Dolori mestruali